



## ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II

Fornisce alla pelle una quantità di ingredienti  
ageLOC® quattro volte maggiore



### INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA

L'esclusiva scienza ageLOC® di Nu Skin® agisce sugli arSuperMarker e sull'aspetto giovanile della pelle, riducendo, nel contempo, i segni visibili dell'età.

### PRESENTAZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

Benvenuti all'esperienza pratica e lussuosa di trattamenti termali anti-età a cui potrete sottoporvi nel comfort della vostra casa. Nu Skin® ha svelato il futuro della cura della pelle con l'innovativo ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II e il conduttore per il volto ageLOC® Face Conductor, un efficace connubio pensato per fornire alla pelle una quantità di ingredienti ageLOC® quattro volte maggiore.

Trattamenti termali periodici offrono notevoli benefici anti-età, ma possono richiedere tempo e denaro. Oggigiorno i trattamenti spa non sono più destinati a poche persone. Anche voi ora potete sottoporvi a trattamenti spa nell'ambito del vostro regime di cura anti-età della pelle.

Piccolo, ingegnoso ed efficace, lo strumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II contiene correnti autoregolanti brevettate e conduttori intercambiabili che agiscono in sinergia con i prodotti appositamente formulati da Nu Skin®, per favorire la distribuzione degli ingredienti chiave sulla pelle. L'ingegnoso ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II comprende anche un display più grande e luminoso, oltre che più ergonomico e pratico: si tratta del sistema spa più facile da usare e più economico disponibile al momento sul mercato.

Con l'apposito conduttore per il volto ageLOC® Face Conductor, quest'efficace combinazione è stata progettata per fornire alla pelle una quantità di ingredienti ageLOC® quattro volte maggiore, se usata insieme ai Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels con ageLOC® per agire direttamente sui segni visibili dell'età. Ora anche voi

potete scoprire il segreto per un aspetto più giovane, con ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. Il vostro volto luminoso e dall'aspetto giovanile farà sì che tutti si domanderanno qual è la vostra età e il vostro segreto.

## GRUPPO TARGET

### MERCATO PRIMARIO:

- Donne e uomini consapevoli della propria immagine, che vogliono curare la propria pelle, d'età compresa fra i 25 e i 65 anni, interessati a trattamenti termali di qualità, ma che non riescono a giustificare il tempo e i costi associati a questo tipo di trattamenti.

### MERCATO SECONDARIO:

- Uomini e donne di età compresa fra i 25 e i 65 anni, che vogliono una capigliatura sana.

## BENEFICI DEL PRODOTTO

- Le ricerche condotte in laboratorio dimostrano che i trattamenti con correnti galvaniche possono migliorare la distribuzione degli ingredienti anti-età.
- Lo strumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® si basa su una tecnologia esclusiva e brevettata, con quattro conduttori intercambiabili:
  - **Conduttore per il volto ageLOC® Face Conductor** - la grande area della superficie con contorni e scanalature consente di mantenere il prodotto a contatto della pelle, per un assorbimento quattro volte maggiore degli ingredienti ageLOC® sulla pelle.
  - **Conduttore per area specifica** - un conduttore di forma ovale e piatta concentra l'azione sull'area da trattare, per un migliore contatto con la pelle, contribuendo a distribuire gli ingredienti principali su aree specifiche.
  - **Conduttore per il corpo** - tre conduttori di forma rotonda facili da usare aumentano al massimo la copertura del prodotto **insieme ai prodotti dall'apposita formula.**
  - **Conduttore per il cuoio capelluto** - il conduttore simile a un pettine può essere passato facilmente fra i capelli, mantenendo il contatto cruciale fra gli ingredienti di Nutriol® Hair Fitness Treatment e il cuoio capelluto.

## FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

- **Uso intuitivo** - non occorre più fare tentativi. La durata del trattamento e la polarità vengono programmati automaticamente in anticipo, in base all'applicazione selezionata.
- **Migliore ergonomia** - la forma del conduttore per il volto ageLOC® Face Conductor è stata progettata per seguire meglio i contorni del viso, mentre la superficie scanalata aiuta a tenere i gel di trattamento sempre a contatto con la pelle.
- **Il sistema si regola automaticamente in base al tipo di pelle** - fornisce la quantità giusta di corrente per un'applicazione più efficace.
- **Display illuminato** - il nuovo display LCD, facile da leggere, comprende un'icona retroilluminata, che indica che lo strumento è attivo.